



## Mintavételi ajánlás és tájékoztató lakossági vízvizsgálatokhoz

### Mintavétel előtti teendők:

*Folyamatosan üzemelő* (nincs pangó víz) kútnál 5 perces kifolytatás után végezzük a mintavételt. Az edény töltése közben a csaphoz (kifolyó szelephez) nyúlni vagy annak állását változtatni nem szabad.

*Szakaszosan üzemelő* kutat mintavétel előtt legalább annyi ideig kell üzemeltetni, tisztító szivattyúzást végezni, míg a benne lévő vízmennyiség legalább háromszorosát kitermelte.

*Ásott kút* esetében, ha a szivattyúzás nem oldható meg, akkor kézi vízkitermeléssel a kútban lévő vízmennyiség legalább kétszeresét emelje ki, és ezt követően vegye a mintát. Ha ez nem hajtható végre (nincs elegendő víz pld.), ezt a mintaleadásnál jelezze.

### Mintatároláshoz megfelelő edény:

1-1,5 literes műanyag ásványvizes flakon

### Mintavétel:

➤ Miután a megfelelő vízmennyiséget kifolyatta vagy kiszivattyúzta, a flakont öblítse át a vizsgálandó vízzel.



(Ne használjon olyan flakont, amiben előtte ásványvízen vagy ivóvízen kívül más folyadék is volt és ne használjon mosogatószer a tisztításhoz).

➤ A flakont töltsé színültig a vizsgálandó vízzel.

➤ Kupakkal zárja le, és mihamarabb juttassa be a laboratóriumba.



Ha aznap nem tudja behozni a mintát, szállításig tárolja hűvös helyen.

A vízvizsgálat eredményét e-mailben küldjük, értékeléssel és összehasonlítható határértékekkel.  
Fizetés: mintaleadáskor a laboratóriumban (készpénz vagy bankkártya)

Kapcsolódó dokumentum: <https://www.vizkemia.hu/files/mintaatado.pdf>

---

Mintaátvétel: munkanapon 8:00-15:00  
**Víz Kutató Víz Kémia Kft. Akkreditált Laboratórium**



1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.

Érkezését a 3-as kapucsengőn jelezze a kapu előtt és a bejáratnál is.



[www.vizkemia.hu](http://www.vizkemia.hu)



1-2124157, 1-2148937



30-2314755 (home office)